

# УСТРОЙСТВО ОТВОДА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ

## Разъем AGSS



### Описание

Разъём соответствует стандарту EN ISO 9170-2; подключается к централизованной системе очистки с помощью специального базового блока; он выпускается в типе 1L.

### Нормативы

UNI EN ISO 9170-1:2008 | UNI 9507:2004 | UNI EN ISO 9170-2:2008 | UNI EN ISO 15001:2012

### Компоненты

- Корпус изготовлен из химически никелированной латуни CW617N.
- Хромированные кольца ABS.
- Фильтр из нержавеющей стали.
- Пружины из нержавеющей стали.
- Уплотнительное кольцо NBR.

### Технические характеристики

КОД	ГАЗ	ТИП
HP108	AGSS	1L

### Технический чертёж

