

AVB



Описание

Распределительный вакуумный комплект AVB используется для перекрытия вакуумных труб; он состоит из химически никелированных медной трубы диаметром 28 мм, шарового крана 1" и заглушки с резьбой G 1/4" F R для установки манометра или манометра с электрическими контактами. Входное и выходное сварное соединение Ø 28.

Нормативы

EN ISO 7396-1:2019 | EN ISO 15001:2012

Компоненты

Две химически никелированные медные трубы Ø 28 мм.

Один шаровой кран 1".

Один двойной винт G1" 1/4 DX - 1"DX.

Два выступа G1 / 4" F DX, предназначенные для установки манометра.

Технические характеристики

КОД	ГАЗ	Ø ТРУБА
HG096	ВАКУУМ	Ø28