

УВЛАЖНИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ

Двойной флоуметр, поток 0-15 и 0-15 л/мин



Описание

Двойной флоуметр состоит из расходомеров 0-15 л/мин. Он может быть подключен к медицинской газораспределительной системе с помощью подходящих штекеров AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 или с резьбой G 1/4 "MR; также доступен с ABS зажимом для рельса со специальным газовым соединением. Благодаря регулировке игольчатого клапана устройство позволяет расходовать от 0 до 15 л/мин при давлении 4,5 бар (с разбежкой 0,5 бар). Выходные соединения флоуметров G 1/4 "MR.

Нормативы

NF S 90-116 | UNI 9507:2004 | UNI EN ISO 15002:2008 | DIN 13260-2 | BS 5682 | UNI EN ISO 15001:2012

Компоненты

Химически никелированный алюминиевый корпус.

Плавающий шар из нержавеющей стали AISI 316.

Вход со штекером стандарта DIN или резьбой G 1/4 "MR.

Резьбовое выходное соединение G 1/4 "MR.

Латунный регулирующий игольчатый клапан с ручкой ABS.

Регух EPDM и силиконовое уплотнительное кольцо.

Внутренняя градуированная ротаметрическая колонка и внешняя колонка из поликарбоната MAKROLON 2458.

Опора стержня из ПВХ 1/4 "F

Медицинский резиновый шланг 6x10.



ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65

www.flowmedical.by

E-mail: info@flowmedical.by

Технические характеристики

КОД	ГАЗ	СОЕДИНЕНИЕ	ОБЪЁМ	БАР	НОМЕР
HF133	КИСЛОРОД	G 1/4" M DX	0-15 l/min	4,5	1936456/R
HF134	КИСЛОРОД	UNI 9507	0-15 l/min	4,5	1936474/R
HF135	КИСЛОРОД	AFNOR NF S 90-116	0-15 l/min	4,5	1936475/R
HF136	КИСЛОРОД	DIN 13260-2	0-15 l/min	4,5	1936476/R
HF137	КИСЛОРОД	BS 5682	0-15 l/min	4,5	1936477/R
HF138	Air 400	G 1/4" M DX	0-15 l/min	4,5	1936478/R
HF139	Air 400	UNI 9507	0-15 l/min	4,5	1936479/R
HF140	Air 400	AFNOR NF S 90-116	0-15 l/min	4,5	1936480/R
HF141	Air 400	DIN 13260-2	0-15 l/min	4,5	1936481/R
HF142	Air 400	BS 5682	0-15 l/min	4,5	1936482/R
HF143	КИСЛОРОД	НА РЕЛЬС - UNI 9507	0-15 l/min	4,5	1936483/R
HF144	КИСЛОРОД	НА РЕЛЬС - AFNOR NF S 90-116	0-15 l/min	4,5	1936484/R
HF145	КИСЛОРОД	НА РЕЛЬС - DIN 13260-2	0-15 l/min	4,5	1936485/R
HF146	КИСЛОРОД	НА РЕЛЬС - BS 5682	0-15 l/min	4,5	1936486/R
HF147	Air 400	НА РЕЛЬС - UNI 9507	0-15 l/min	4,5	1936487/R
HF148	Air 400	НА РЕЛЬС - AFNOR NF S 90-116	0-15 l/min	4,5	1936488/R
HF149	Air 400	НА РЕЛЬС - DIN 13260-2	0-15 l/min	4,5	1936489/R
HF150	Air 400	НА РЕЛЬС - BS 5682	0-15 l/min	4,5	1936490/R

ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65 www.flowmedical.by E-mail: info@flowmedical.by