

УВЛАЖНИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ

Двойной флоуметр поток 0-30 и 0-30 л/мин



Описание

Двойной флоуметр доступен в двух вариантах, состоящий из расходомера 0-15 л/мин + расходомера 0-30 л/мин или с двумя расходомерами 0-30 л/мин. Он может быть подключен к медицинской газораспределительной системе с помощью подходящих штекеров AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682 или с резьбы G 1/4 "MR; также доступен с ABS зажимом для рельса со специальным газовым соединением. Благодаря регулировке игольчатого клапана, устройство позволяет расходовать от 0 до 15 или от 0 до 30 л/мин при давлении 4,5 бар (с разбегом 0,5 бар). Выходное соединение флоуметра -G 1/4 "MR.

Нормативы

NF S 90-116 | UNI 9507:2004 | UNI EN ISO 15002:2008 | DIN 13260-2 | BS 5682 | EN ISO 15001:2012

Компоненты

Химически никелированный алюминиевый корпус.

Плавающий шар из нержавеющей стали AISI 316.

Вход со штекером стандарта DIN или резьбой G 1/4 "MR.

Резьбовое выходное соединение G 1/4 "MR.

Латунный регулирующий игольчатый клапан с ручкой ABS.

Регух EPDM и силиконовое уплотнительное кольцо.

Внутренняя градуированная ротаметрическая колонка и внешняя колонка из поликарбоната MAKROLON 2458.

Опора стержня из ПВХ 1/4 "F

Медицинский резиновый шланг 6x10.



ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65 www.flowmedical.by E-mail: info@flowmedical.by

Технические характеристики

КОД	ГАЗ	СОЕДИНЕНИЕ	ОБЪЁМ	БАР
HF164D	КИСЛОРОД	G 1/4" M DX	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF165D	КИСЛОРОД	UNI 9507	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF166D	КИСЛОРОД	AFNOR NF S 90-116	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF167D	КИСЛОРОД	DIN 13260-2	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF168D	КИСЛОРОД	BS 5682	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF169D	КИСЛОРОД	SS 8752430	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF165B	КИСЛОРОД	НА РЕЛЬС - UNI 9507	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF166B	КИСЛОРОД	НА РЕЛЬС - AFNOR NF S 90-116	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF167B	КИСЛОРОД	НА РЕЛЬС - DIN 13260-2	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF168B	КИСЛОРОД	НА РЕЛЬС - BS 5682	0-15 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF170D	КИСЛОРОД	G 1/4" M DX	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF171D	КИСЛОРОД	UNI 9507	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF172D	КИСЛОРОД	AFNOR NF S 90-116	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF173D	КИСЛОРОД	DIN 13260-2	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF174D	КИСЛОРОД	BS 5682	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF175D	КИСЛОРОД	SS 8752430	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF171B	КИСЛОРОД	НА РЕЛЬС - UNI 9507	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF172B	КИСЛОРОД	НА РЕЛЬС - AFNOR NF S 90-116	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF173B	КИСЛОРОД	НА РЕЛЬС - DIN 13260-2	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5
HF174B	КИСЛОРОД	НА РЕЛЬС - BS 5682	0-30 l/min + 0-30 l/min	4,5

ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8 (017) 350-61-65, 350-65-65 www.flowmedical.by E-mail: info@flowmedical.by