

# РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

## Редуктор давления для медицинских газов HF/FLUX



### Описание

Редуктор давления к баллонам для медицинских газов оснащен манометром для отображения циклического давления. Расходомер на выходе может использоваться для управления подачей газа от 0 л/мин до 15 л/мин. Максимальное давление на входе составляет 200 бар, на выходе - 4 бара. Входной патрубок предназначен для газа, на выходе расположен расходомер с патрубком G1/4" MR. Его максимальная производительность при давлении на выходе 4 бара составляет 15 л/мин.

### Нормативы

UNI EN ISO 10524-1:2019 | UNI EN 837-1:1998 | UNI CEI EN ISO 14971:2012 | UNI EN ISO 15002:2008 | UNI EN ISO 15001:2012

### Компоненты

Один HF редуктор высокого давления с корпусом из латуни CW617N с химическим никелированием.

1 специфический для газа вход.

Один выход с расходомером для регулирования расхода до 15 л/мин.

Один клапан сброса избыточного давления, встроенный в редуктор давления, предварительно откалиброванный и резьбой G1/4" MR.

Один манометр высокого давления с диапазоном 0/315 бар, класс 2,5.

Один входной фильтр из нержавеющей стали с классом фильтрации > 100 мкм.

Пружины из нержавеющей стали.

Кольцо круглого сечения FKM для O<sub>2</sub>, кольцо круглого сечения NBR для других газов.

NYLON уплотнительное кольцо для O<sub>2</sub>, PTFE уплотнительное кольцо для других газов.

FKM уплотнительное кольцо для O<sub>2</sub>, уплотнительное кольцо NBR для других газов.



ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65 [www.flowmedical.by](http://www.flowmedical.by) E-mail: [info@flowmedical.by](mailto:info@flowmedical.by)

КОД	Q макс.	P <sub>1</sub> max	P <sub>2</sub>	ГАЗ	ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ВЫХОДН. СОЕДИН.	ВЕС
HR041	15 л / мин	200 бар	4 бар	КИСЛОРОД	G 3/4 "A"	G 1/4 "MR	1,2 кг
HR042	15 л / мин	200 бар	4 бар	КИСЛОРОД	SI22,91x1,814 'B'	G 1/4 "MR	1,2 кг
HR209	15 л / мин	200 бар	4 бар	КИСЛОРОД	G 5/8 "DIN 'B'	G 1/4 "MR	1,2 кг
HR092	15 л / мин	200 бар	4 бар	ВОЗДУХ	G 5/8 "DIN 'B'	G 1/4 "MR	1,2 кг
HR093	15 л / мин	200 бар	4 бар	ВОЗДУХ	W24x2 "'A'	G 1/4 "MR	1,2 кг
HR202	15 л / мин	200 бар	4 бар	ВОЗДУХ	G 3/4 "A"	G 1/4 "MR	1,2 кг



ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65

[www.flowmedical.by](http://www.flowmedical.by)

E-mail: [info@flowmedical.by](mailto:info@flowmedical.by)