

## MEDICALFEIN



### Описание

Труба из меди **Cu-DHP MedicalFein** отвечает требованиям Директивы 93/42/СЕЕ для изготовления систем медицинских газов, их смесей, воздуха, вакуума и удаления анестезиологических газов, согласно требованиям соответствующих унифицированных норм.

Так как норма EN 13348 является унифицированной, труба из меди **Cu-DHP MedicalFein** отвечает также всем её требованиям. Внутренняя поверхность трубы **Cu-DHP MedicalFein**, практически не имеющей углеродных остатков, обеспечивает защиту от коррозии.

Каждая выпущенная партия сопровождается сертификатом, согласно пункту 3.1 нормы EN 10204, подтверждающим соответствия требованиям нормы EN 13348.



ООО «Флоумедикал»

220012, г.Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65 [www.flowmedical.by](http://www.flowmedical.by) E-mail: [info@flowmedical.by](mailto:info@flowmedical.by)

## CE Медицинские медные трубы—Сертифицированные размеры

Код	Стандарт	Размеры Диаметр x вес x длина	Тип	Количество в упаковке		Рабочее давление бар
				Метры	Штуки	
M1063	EN 13348	6,00 x 1,00 x 50'000 мм	Гибкие трубы	50	1	148
M1083	EN 13348	8,00 x 1,00 x 50'000 мм	Гибкие трубы	50	1	111
M1103	EN 13348	10,00 x 1,00 x 50'000 мм	Гибкие трубы	50	1	89
M1123	EN 13348	12,00 x 1,00 x 50'000 мм	Гибкие трубы	50	1	74
M1143	EN 13348	14,00 x 1,00 x 50'000 мм	Гибкие трубы	50	1	63
M1163	EN 13348	16,00 x 1,00 x 50'000 мм	Гибкие трубы	50	1	55
M1183	EN 13348	18,00 x 1,00 x 50'000 мм	Гибкие трубы	50	1	48
M1223	EN 13348	22,00 x 1,00 x 50'000 мм	Гибкие трубы	50	1	39
M2083	EN 13348	8,00 x 1,00 x 5'000 мм	Твёрдые	100	20	146
M2102	EN 13348	10,00 x 0,60 x 5'000 мм	Твёрдые	100	20	73
M2103	EN 13348	10,00 x 1,00 x 5'000 мм	Твёрдые	100	20	117
M2122	EN 13348	12,00 x 0,60 x 5'000 мм	Твёрдые	100	20	61
M2123	EN 13348	12,00 x 1,00 x 5'000 мм	Твёрдые	100	20	97
M2143	EN 13348	14,00 x 1,00 x 5'000 мм	Твёрдые	100	20	84
M2152	EN 13348	15,00 x 0,70 x 5'000 мм	Твёрдые	50	10	56
M2153	EN 13348	15,00 x 1,00 x 5'000 мм	Твёрдые	50	10	78
M2163	EN 13348	16,00 x 1,00 x 5'000 мм	Твёрдые	50	10	73
M2183	EN 13348	18,00 x 1,00 x 5'000 мм	Твёрдые	50	10	63
M2222	EN 13348	22,00 x 0,90 x 5'000 мм	Твёрдые	50	10	50
M2223	EN 13348	22,00 x 1,00 x 5'000 мм	Твёрдые	50	10	52
M2282	EN 13348	28,00 x 0,90 x 5'000 мм	Твёрдые	40	8	39
M2283	EN 13348	28,00 x 1,00 x 5'000 мм	Твёрдые	40	8	41
M2284	EN 13348	28,00 x 1,50 x 5'000 мм	Твёрдые	40	8	61
M2351	EN 13348	35,00 x 1,00 x 5'000 мм	Твёрдые	20	4	33
M2352	EN 13348	35,00 x 1,20 x 5'000 мм	Твёрдые	20	4	39
M2353	EN 13348	35,00 x 1,50 x 5'000 мм	Твёрдые	20	4	49
M2421	EN 13348	42,00 x 1,00 x 5'000 мм	Твёрдые	20	4	27
M2422	EN 13348	42,00 x 1,20 x 5'000 мм	Твёрдые	20	4	33
M2423	EN 13348	42,00 x 1,50 x 5'000 мм	Твёрдые	20	4	41
M2541	EN 13348	54,00 x 1,00 x 5'000 мм	Твёрдые	10	2	21
M2542	EN 13348	54,00 x 1,20 x 5'000 мм	Твёрдые	10	2	25
M2543	EN 13348	54,00 x 1,50 x 5'000 мм	Твёрдые	10	2	32
M2544	EN 13348	54,00 x 2,00 x 5'000 мм	Твёрдые	10	2	42
M2644	EN 13348	64,00 x 2,00 x 5'000 мм	Твёрдые	5	1	36
M2672	EN 13348	66,70 x 1,20 x 5'000 мм	Твёрдые	5	1	21
M2764	EN 13348	76,10 x 1,50 x 5'000 мм	Твёрдые	5	1	23
M2765	EN 13348	76,10 x 2,00 x 5'000 мм	Твёрдые	5	1	30
M2891	EN 13348	88,90 x 2,00 x 5'000 мм	Твёрдые	5	1	24
M6082	EN 13348	108,00 x 2,00 x 5'000 мм	Твёрдые	5	1	24
M6083	EN 13348	108,00 x 2,50 x 5'000 мм	Твёрдые	5	1	31
M5123	EN 13348	12,00 x 1,00 x 5'000 мм	Полутвёрдые	100	20	84
M5152	EN 13348	15,00 x 0,70 x 5'000 мм	Полутвёрдые	50	10	49
M5153	EN 13348	15,00 x 1,00 x 5'000 мм	Полутвёрдые	50	10	67
M5222	EN 13348	22,00 x 0,90 x 5'000 мм	Полутвёрдые	50	10	43
M5223	EN 13348	22,00 x 1,00 x 5'000 мм	Полутвёрдые	50	10	45
M5282	EN 13348	28,00 x 0,90 x 5'000 мм	Полутвёрдые	40	8	34
M5283	EN 13348	28,00 x 1,00 x 5'000 мм	Полутвёрдые	40	8	35

\* Рабочее давление с коэффициентом безопасности 4,4

ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213  
Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65 [www.flowmedical.by](http://www.flowmedical.by) E-mail: info@flowmedical.by