

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ УСТРОЙСТВ ПОДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ

## СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МЕДНАЯ ТРУБКА



### Описание

Гибкое соединение из химически никелированной медной трубы  $\varnothing$  8 мм используется для соединения высокого давления между баллонами и коллектором или модулем управления. Соединительные гайки также выполнены из химически никелированной латуни CW614N с резьбой, соответствующей типу газа.

### Нормативы

UNI EN ISO 7396-1:2019 | ISO 5145:2017 | UNI EN ISO 407:2005 | UNI EN ISO 21969:2010 | UNI EN ISO 15001:2012

### Компоненты

Никелированная медная труба с наружным диаметром  $\varnothing$  8 мм, внутренним  $\varnothing$  4 мм, длиной 800 мм.

Впускные и выпускные фитинги изготовлены из никелированной латуни CW614N, со специальной резьбой для данного типа газа.

Силиконовое уплотнительное кольцо с 90-й степенью твердости по Шору для кислорода.

Уплотнительное кольцо NBR для углекислого газа.

Нейлоновая прокладка для сжатого воздуха медицинского назначения, закиси азота и азота.

### Технические характеристики

КОД	ГАЗ	ДЛИНА	ВПУСКНОЕ- ВЫПУСКНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	P макс.
HS032	ЗАКИСЬ АЗОТА	1 m	G3 / 8 "A" - G3 / 8 "A"	230 бар
HS050D	КИСЛОРОД	1 m	W21,7x1 / 14 "A" - G3 / 4" 'A'	230 бар
HS050F	КИСЛОРОД	1 m	W21,7x1 / 14 "A" - SI22,91x1,814	230 бар
HS051F	ЗАКИСЬ АЗОТА	1 m	G3 / 8 "A" - SI26x1,5 "B"	230 бар
HS052D	ВОЗДУХ	1 m	W30x1 / 14 "A" - G5 / 8 "B"	230 бар
HS052F	ВОЗДУХ	1 m	W30x1 / 14 "A" - W24x2 "A"	230 бар
HS053D	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ	1 m	W27x2 - W21,8x1 / 14 "A"	230 бар
HS053F	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ	1 m	W27x2 - SI21,7x1,814 'A'	230 бар
HS054D	АЗОТ	1 m	W21,7x1 / 14 "B" - W24,32x1 / 14 "A"	230 бар
HS054F	КИСЛОРОД	2 m	W21,7x1 / 14 дюймов 'B' - SI21,7x1,814 'A'	230 бар
HS032Z	ЗАКИСЬ АЗОТА	2 m	G3 / 8 "A" - G3 / 8 "A"	230 бар
HS055D	КИСЛОРОД	2 m	W21,7x1 / 14 "A" - G3 / 4" 'A'	230 бар
HS055F	КИСЛОРОД	2 m	W21,7x1 / 14 "A" - SI22,91x1,814	230 бар
HS056F	ЗАКИСЬ АЗОТА	2 m	G3 / 8 "A" - SI26x1,5 "B"	230 бар
HS057D	ВОЗДУХ	2 m	W30x1 / 14 "A" - G5 / 8 "DIN" B "	230 бар
HS057F	ВОЗДУХ	2 m	W30x1 / 14 "A" - W24x2 "A"	230 бар
HS058D	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ	2 m	W27x2 'A' - W21,8x1 / 14 "A"	230 бар
HS058F	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ	2 m	W27x2 'A' - SI21,7x1,814 'A'	230 бар
HS059D	АЗОТ	2 m	W21,7x1 / 14 "B" - W24,32x1 / 14 "A"	230 бар
HS059F	АЗОТ	2 m	W21,7x1 / 14 "B" - SI21,7x1,814 "A "	230 бар

ООО «Флоумедикал»

220012, г.Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65

[www.flowmedical.by](http://www.flowmedical.by)

E-mail: [info@flowmedical.by](mailto:info@flowmedical.by)