

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИСТЕМ ЛЕЧЕБНОГО ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ



Описание

Тележка для газовых баллонов, полностью изготовленная из трубчатой стали, окрашенной в белый цвет, предназначена для транспортировки медицинских газовых баллонов. Доступны две версии для баллонов разного размера: одна версия для 10-литровых баллонов и другая версия для 40-литровых баллонов. Первая модель имеет 4 поворотных ролика, два из которых имеют тормоз. Тележка предназначена для предотвращения опрокидывания, защищая цилиндр от ударов. Модель 40 L имеет два фиксированных колеса и два поворотных ролика, на которые можно наклонять тележку, опорную плиту для легкой загрузки цилиндра и страховочный ремень для удержания цилиндра на месте. Обе версии имеют ручки для облегчения транспортировки и маневрирования.

Технические характеристики

КОД	КОЛЁСА	ОБЪЁМ БАЛЛОНОВ	ВЕС
HS020	4 поворотных	10 л	3,5 кг
HS022A	2 фиксированных + 2 поворотных	40 л	14 кг

ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65 www.flowmedical.by E-mail: info@flowmedical.by