

Увлажнитель кислорода двойной



Описание

Увлажнитель кислорода (флоуметр) используется для подачи медицинских газов, таких как воздух или кислород.

Подключается к газораспределительной системе с помощью штекера DIN 13260-1 или штекеров с резьбой G 1/4" M;

Градация шкал может быть представлена в вариантах: 0-15 л/мин, 0-30 л/мин, 0-15+0-15 л/мин, 0-30+0-30 л/мин, 0-15+0-30 л/мин. Флоуметры откалиброваны при давлении 4,5 бар (с разбегом в 0,5 бар).



Компоненты

Алюминиевый корпус с химическим никелированием.

Поплавок из нержавеющей стали AISI 316.

1 входное отверстие со штекером стандарта DIN или резьбой G 1/4 «MR».

1 выходное отверстие с резьбой G 1/4» MR.

Ручка регулятора из латуни с клеммным блоком NYLON 6.6.

Внутренняя градуированная поворотная измерительная колонка и внешняя колонка из поликарбоната MAKROLON 2458.

2 емкости по 300мл из поликарбоната с крышками.

Технические характеристики

Газ	Кислород, воздух
Шкала	0-15 л/мин, 0-15 л/мин с селектором, 0-30 л/мин, 0-15+0-15 л/мин, 0-30+0-30 л/мин, 0-15+0-30 л/мин
Калибровка	4,5 бар (+/- 0,5 бар)
Входное соединение	G 1/4» M, DIN 13260-2
Выходное соединение	G 1/4» M, M 12x1,25