

## Аспирационная тележка



### Описание

Аспирационные тележки позволяют рационально и эффективно выполнять аспирационные процедуры, поскольку включают в одну отсасывающую систему все необходимые устройства для широкого спектра хирургических и медицинских процедур, предоставляя операторам наиболее подходящее решение для использования в условиях больницы.

Эта система аспирации позволяет подключать к терминальным блокам, установленным на головке тележки, один или два вакуумных регулятора EASYVAC®, предпочтительно укомплектованных предохранительной банкой EASYSAFE®. Система скользящих кронштейнов на стойке позволяет разместить до 4 опор для контейнеров для сбора отсасываемых жидкостей, одноразовых или многоразовых. На головку тележки также устанавливаются опорные кольца для контейнеров с катетерами, по одному на каждый отсасывающий контур. Это позволяет оператору безопасно хранить трубку пациента после использования. Тележка оснащена пятью антистатическими вращающимися роликами, два из которых с блокирующей педалью, что обеспечивает простое, безопасное и рациональное позиционирование.

### Технические характеристики

<b>Размеры (ДхШхВ)</b>	580x580x870 мм
<b>Вес</b>	5,0 кг (без вакуумных регуляторов, контейнеров для сбора и аксессуаров)
<b>Терминальные блоки для подключения вакуумного регулятора</b>	2 AFNOR NF-S 90-116 / UNI 9507 / DIN 13260 / BS 5682 / SS 875 24 30
<b>Шланг подачи вакуума</b>	EN ISO 5359 желтый; длина 3 м
<b>Штекер для подключения блока к вакуумной установке</b>	AFNOR NF-S 90-116 / UNI 9507 / DIN 13260 / BS 5682 / SS 875 24 30
<b>Система кронштейнов для поддержки банок для сбора</b>	4 клипсы размером 25x5 мм