

Вакуумный регулятор EasyVac® PLUS DGT



Описание

Серия цифровых вакуумных регуляторов EasyVAC® PLUS DGT для непрерывного всасывания подходит для всех видов медицинских систем аспирации в больницах и домах престарелых.



Структура

Прибор выполнен в прочном корпусе из технополимера, оснащен кнопкой быстрого переключения I/O, ручкой регулировки всасывания со вставками Soft Grip для удобства использования с системой положения «Push & Lock» и цифровым вакуумметром с монохроматическим ЖК-дисплеем с подсветкой, доступным в трех возможных вариантах конечной шкалы: -250 мбар, -600 мбар и -1000 мбар. Защитный силиконовый чехол и технополимерная подставка предотвращают повреждения манометра от возможных ударов при транспортировке или эксплуатации. Цифровые вакуумные регуляторы EasyVAC® PLUS DGT выпускаются с выходным резьбовым соединением для ввинчивания в обычные контейнеры для сбора отсасываемых жидкостей или для прямого подключения к предохранительной ёмкости EasySAFE® PLUS с помощью специального быстроразъемного интегрированного соединения. Настоятельно рекомендуется использовать предохранительную ёмкость EasySAFE® PLUS, чтобы получить полноценное аспирационное устройство, способное гарантировать полную защиту вакуумного регулятора и установки.

Технические характеристики

	EASYVAC® PLUS DGT 250	EASYVAC® PLUS DGT 600	EASYVAC® PLUS DGT 1000
Размеры (ДхШхВ)	91x106x185 мм		
Вес	0.50 кг	0.50 кг	0.50 кг
Скорость аспирации	50 л/мин. ±5 л/мин. При -220 мбар	72 л/мин. ±5 л/мин. При -550 мбар	105 л/мин. ±5 л/мин. При -950 мбар
Регулируемое значение аспирации	-220 мбар ±20 мбар	-550 мбар ±20 мбар	-950 мбар
Клапан, защищающий от чрезмерного отрицательного давления	Предварительная настройка с системой защиты от засорения	Предварительная настройка с системой защиты от засорения	Н/Д
Манометр	0 ÷ -250 мбар/Па (0 ÷ -187 мм рт. ст.)	0 ÷ -600 мбар (0 ÷ -450 мм рт. ст.)	0 ÷ -1000 мбар (0 ÷ -750 мм рт. ст.)
Система регулировки аспирации	С мембраной		
Стандартное соединение для подачи вакуума	ISO G. 1/4» M		
Выходное соединение	ISO G. 1/2» M. + быстроразъемная система для подключения предохранительной банки EASYSAFE® или EasySAFE® PLUS		
Переключатель I-O	быстрое нажатие кнопки		
Источник питания	Перезаряжаемая литий-ионная батарея 3,7 В - 2040 мАч		