

Предохранительная емкость EasySafe®



Описание

Предохранительная ёмкость EASYSAFE® - это медицинский прибор, разработанный и изготовленный для применения в условиях «высокого потока и высокого вакуума».



Структура

Эта специальная предохранительная ёмкость используется для защиты оборудования и установки. Разработанный для использования с вакуумными регуляторами EASYVAC®, EASYSAFE® служит для защиты оборудования и установки, расположенной выше по потоку, в случае, если переливной клапан в основном контейнере не работает должным образом. Изготовленный из прочного и надежного технополимера (полисульфона), защитный сосуд EASYSAFE® автоклавируется (134 °С - 18 мин.), имеет плавающий клапан перелива и корпус, предназначенный для установки антибактериального фильтра, чтобы гарантировать полную защиту системы всасывания от загрязнения.

Объем

Эта защитная банка имеет намеренно уменьшенную емкость (около 50 мл), поэтому даже небольшое присутствие жидкости может немедленно активировать плавающий клапан для остановки отсоса.

Технические характеристики

Размеры (ДхШхВ)	70x90x74 мм
Вес	0.07 кг
Система перелива	поплачковый клапан
Соединение к пациенту	шланговый соединитель Ø 8,0÷9,0 мм
Максимально допустимое значение вакуума	-950 мбар
Ориентировочный объем	50 мл