



## Розетка медицинских газов и вакуума DIN 13260-2

### Описание

Розетка медицинских газов и вакуума новой линейки DIN 13260-2 выполнена по всем стандартам, отвечает требованиям функциональности, безопасности, современных инноваций и дизайна.



### Структура

Розетка имеет корпус из латуни и систему фиксации охватываемой муфты со стальными шариками; соединительный фланец с основанием регулируется для направления розетки в соответствии с желаемой ориентацией; простая установка на базовом блоке, и быстрое обслуживание, происходит благодаря замене одного предварительно собранного картриджа.

### Компоненты

Гнездо и основание изготовлены из химически никелированной латуни CW614N.

ABS-выпускная кольцевая гайка и базовый соединительный фланец.

Пружины из нержавеющей стали.

Уплотнительное кольцо VITON для кислорода,

уплотнительное кольцо NBR для других газов

### Технические характеристики

Код	Газ
HP301DNA4ВЕН	ВОЗДУХ
HP301DNCDBЕН	УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
HP301DNNOBЕН	ЗАКИСЬ АЗОТА
HP301DNOXBЕН	КИСЛОРОД
HP301DNVABЕН	ВАКУУМ

