


Клапаны подачи медицинских газов и вакуума

Описание

Терминальные блоки для медицинских сжатых газов и вакуума — это точки, позволяющие операторам в больницах подключать медицинские приборы к газораспределительным системам.



Структура

- Специфичность газа для обеспечения безопасного соединения
- Цветовая маркировка в соответствии с международными стандартами
- Доступны конструкции от 1 до 4 штук — в соответствии со стандартами AFNOR NF-S 90-116/NF-DS 90-119, NIST EN ISO 5359, UNI 9507, DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30
- Возможность настенного или скрытого монтажа.