


Двойной разъем для медицинских газов и вакуума

Описание

Двухрозеточный разветвитель в комплекте с двумя специальными газовыми розетками, специальным газовым соединением и анодированным алюминиевым корпусом.



Структура

Корпус адаптера с двойным разделителем изготовлен из химически никелированного алюминия.
1 штекер.
2 разъема для медицинских газов и вакуума

Технические характеристики

Код	Газ
НР059	КИСЛОРОД
НР060	ВОЗДУХ
НР061	ВАКУУМ
НР062	ЗАКИСЬ АЗОТА