

## Штекер (коннектор) AGSS



### Описание

Штекер (коннектор) AGSS соответствует стандарту ISO 9170-2, через него может быть выведен анестезиологический газ. Все материалы совместимы с кислородом, поставляются чистыми без следов масла и пыли.

### Структура

Корпус изготовлен из химически никелированной латуни CW614N. Специальная маркировка для каждого газа.

### Технические характеристики

| Тип  | Подключение               |
|------|---------------------------|
| 180° | Соединение Ø 13           |
| 180° | Соединение Ø 17           |
| 180° | Соединение Ø 22           |
| 180° | G3/8» F R                 |
| 120° | G3/8» F R                 |
| 120° | Соединение шланговое Ø 13 |
| 120° | Соединение шланговое Ø 17 |
| 120° | Соединение шланговое Ø 22 |

