

## Штекер (коннектор) DIN



### Описание

Штекеры (коннекторы) DIN соответствуют стандарту DIN 13260-2; штекер может использоваться для подачи необходимого медицинского газа. Каждый штекер имеет разный размер, поэтому они не могут быть заменены, отдельный штекер может быть использован на соответствующий отвод газа. Все материалы совместимы с кислородом, поставляются чистыми и без следов масла, жира или пыли.

### Структура

CW617N химически никелированный латунный корпус, подходящий для каждого газа.  
Тип газа проштампован на корпусе.

### Технические характеристики

Газ	Подключение	Соединение
Кислород	90° угол	Соединитель шланга Ø6 mm
Воздух	90° угол	Соединитель шланга Ø6 mm
Вакуум	90° угол	Соединитель шланга Ø8 mm
Закись азота	90° угол	Соединитель шланга Ø6 mm
Углекислый газ	90° угол	Соединитель шланга Ø6 mm
Кислород	Прямое	G1/4» F R
Воздух	Прямое	G1/4» F R
Вакуум	Прямое	G1/4» F R
Закись азота	Прямое	G1/4» F R
Углекислый газ	Прямое	G1/4» F R

