


Распределительный комплект медицинских газов P/AVB



Описание

Распределительный комплект медицинских газов P/AVB разработан в соответствии с требованиями безопасности стандарта 7396-1, гарантирует заметную экономию времени, необходимого для монтажа и строительных работ.



Распределительный комплект может быть оснащен датчиком давления, а также имеет аварийный вход и блок для отключения. Можно установить дополнительный манометр или манометр с электрическими контактами.

Структура

- 1 корпус из латуни с химическим никелированием CW614N.
- 1 входной патрубок Ø 16 мм.
- 1 выходной патрубок Ø 12 мм.
- 1 разъем для выпускной трубы Ø 12 мм для подвески.
- 1 входной запорный шаровый кран.
- 1 подвесной запорный шаровый кран.
- 1 аварийная розетка. 1 блок отключения.
- Запорный кран с нейлоновыми прокладками.
- Запорный шток клапана FMK и уплотнительное кольцо для кислорода, NBR для других газов.

Технические характеристики

Газ	Тип розетки	Ø входа-выхода
Кислород	DIN 13260-2	16 мм - 12 мм
Закись азота	DIN 13260-2	16 мм - 12 мм
Углекислый газ	DIN 13260-2	16 мм - 12 мм
Воздух 400	DIN 13260-2	16 мм - 12 мм

