

Распределительный комплект медицинских газов AVB



Описание

Распределительный комплект медицинских газов AVB отлит из химически никелированной латуни, на входе и выходе имеется соединение для сварной трубы Ø 16 мм; вход может быть перекрыт с помощью шарового крана и дополнительно может быть оснащен сенсорным выключателем.



Выключатель также имеет аварийный вход и блок для отключения. Можно установить дополнительный манометр или манометр с электрическими контактами.

Структура

- 1 корпус изготовлен из химически никелированной латуни CW617N.
- 1 соединение впускной патрубка Ø 16 мм.
- 1 отверстие диаметром выпускного патрубка Ø 16 мм .
- 1 входной запорный шаровый кран.
- 1 аварийная розетка.
- 1 блок для отключения.
- Нейлоновые прокладки запорного крана.
- Запорный шток клапана FKM и уплотнительное кольцо для кислорода, NBR для других газов.

Технические характеристики

Газ	Тип розетки	Ø входа-выхода
Кислород	DIN 13260-2	16 мм - 16 мм
Закись азота	DIN 13260-2	16 мм - 16 мм
Углекислый газ	DIN 13260-2	16 мм - 16 мм
Воздух 400	DIN 13260-2	16 мм - 16 мм

